

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMERIKSAAN SWAB

1. PETUGAS PUSKESMAS MENGANTAR PASIEN DENGAN RAPID TEST REAKTIF KE TEMPAT PEMERIKSAAN SWAB.
2. PETUGAS BAGIAN PENDAFTARAN MELAKUKAN PENDAFTARAN TERHADAP PASIEN DAN MEMINTA FOTO COPY KK DAN KTP.
3. PETUGAS BAGIAN SAMPLING MELAKUKAN PENGAMBILAN SAMPEL DARAH DAN MENGOLAH SAMPEL DARAH UNTUK DIAMBIL SERUM
4. PETUGAS BAGIAN SWAB MELAKUKAN PENGAMBILAN SWAB.
5. SETELAH SELESAI PENGAMBILAN SAMPEL, PETUGAS MELAKUKAN LABELING DAN MELALUKAN PACKING TERHADAP SAMPEL.
6. PETUGAS PENGANTAR MENGANTAR PACKING SAMPEL MENGIRIM KE LABORATORIUM SESUAI REGIONALISASI LABORATORIUM